

MEDI GUN

PRO[®]

MANUAL




CASADA[®]
SPORTS

Importör: Santé Sweden AB | Tel. 020-27 27 20 | info@santesweden.se

VARNING!

WARNING NOTICE

- Lägg inte enheten i vatten. Förvaras åtskilt från vätskor eller värmekällor. Håll ventilationshålen fria från damm och skräp.
- Ta inte bort skruvar eller försök att plocka isär enheten. Använd den inte om den är skadad.
- Använd inte enheten kontinuerligt i mer än en timme. Låt enheten vila i 30 minuter innan du använder den igen.
- Koppla ur laddaren från enhetens batteri efter laddning eller före användning.
- Kontakta din läkare innan du använder denna produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

OBSERVERA!

För att minska riskerna för elektriska stötar, brand och personskador måste denna produkt användas i enlighet med följande instruktioner:

- Får endast användas av vuxna.
- Använd endast på torra, rena ytor på kroppen ovanpå kläderna genom att lätt trycka och flytta enheten över kroppen i cirka 60 sekunder per region.
- Använd MediGunPro endast på kroppens mjuka delar och som inte medför smärta eller obehag. Använd inte på huvudet eller på något hårt eller benigt område på kroppen.
- Använd endast de massagehuvuden som ger den bäst önskade effekten.
- Blåmärken kan uppstå oberoende av vilka inställningar eller tryck som appliceras. Kontrollera behandlade områden ofta och stoppa omedelbart vid första tecken på smärta eller obehag.
- Håll fingrar, hår eller annan del av kroppen borta från skaftet och baksidan av enheten eftersom det finns risk att bli klämd.
- Placera inga föremål i ventilationshålen på MediGunPro
- Lägg inte enheten i vatten eller låt vatten komma in i ventilationshålen på MediGunPro.
- Tappa inte MediGun i golvet eller missbruka den på något sätt
- .CFFCGPFCUVOGFFGPOGFHNLCPFG8XGFKJWPNCFFCTGP
- 7ndersök noggrant enheten och batteriet före varje användning.
- Manipulera inte eller förändra MediGun på något sätt
- Lämna aldrig MediGun i drift eller under laddning utan tillsyn.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte MediGun eller någon vibrationsanordning utan att först fått godkänt från din läkare om något av följande gäller:

Graviditet, diabetes med komplikationer som neuropati eller näthinneskada, användning av Pace Makers, nyligen opererad, epilepsi eller migrän, diskbräck, kotförskjutning, kotskador, nyligen utbyten led, nyligen isatt P-Spiral, metallstift eller plattor eller allmänt känner oro över din fysiska hälsa.

Svaga, bräckliga individer och barn bör åtföljas av en vuxen vid användande av en vibrationsapparat. Dessa kontraindikationer betyder inte att du inte kan använda en vibrations- eller träningsapparat men vi råder att först kontrollera med en läkare. Det görs pågående forskning om effekterna av vibrationsträning för specifika medicinska tillstånd. Detta kommer sannolikt att resultera i att listan över kontraindikationer som nämns ovan kortas ner. Praktisk erfarenhet har visat att införande av vibrationsträning i en behandlingsplan är förordats i ett antal fall. Men bör utföras på råd av och tillsammans med en läkare, specialist eller fysioterapeut.

GARANTI

Återförsäljaren hanterar den lagstadgade garantiperiod för den produkt som beskrivs i denna manual. Garantin gäller från inköpsdatumet. Inköpsdatumet ska styrkas med försäljningskvittot. Återförsäljaren ska kostnadsfritt reparera eller byta ut defekta produkter. Vanligt slitage täcks inte av garantin. För att nyttja garantirätten returnerar du den defekta produkten innan garantiperiodens slut. Garantin gäller inte om det anses att skadan på produkten uppkommit genom yttre påverkan, eller som ett resultat av reparation eller förändring som inte utförts av tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren.

Garantin från säljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Enligt denna garanti har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och ansvarar inte för skador orsakade av åsidosättning av bruksanvisningen och / eller felaktig användning av produkten. Om säljarens undersökning av produkten avslöjar att garantikravet relaterar till en defekt som inte täcks av garantin, eller att garantiperioden har löpt ut, ska kostnaderna för undersökning och reparation tillfalla kunden.

Juridiska anmärkningar: Innehållet i denna manual gör inga påståenden om helande eller läkande effekter. Diagnos och behandling av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av en läkare, icke-medicinska utövare eller terapeut. Alla uttalanden är strikt informativa och får inte användas som ett substitut för en professionell medicinsk behandling. Varje användare är förpliktigade att genom noggrann undersökning och, om så krävs, samråd med en specialist avgöra om produkten är rätt för deras specifika fall. Varje användning sker på användarens egna risk. Vi tar avstånd från alla läkande påståenden eller löften.

Vi gratulerar till ditt köp!

Med ditt köp av denna massageprodukt har du visat en medvetenhet om din hälsa

Sedan grundad 2000 står namnet CASADA för högkvalitativa produkter på hälso- och fitnessmarknaden. Idag finns produkter från CASADA tillgängliga i 37 länder världen över. En konstant vidareutveckling, omisskännlig design och en fokuserad inriktning på bättre livskvalitet är vad som kännetecknar CASADA-produkter. Lika mycket som dess oslagbara och tillförlitliga kvalitet.

För att du ska kunna njuta av fördelarna med din massageprodukt på lång sikt ber vi dig att läsa och följa bruksanvisningen noggrant.

