



< relaxmyway

CELLUMAX

MASSAGEAPPARAT

CELLUMAX

MASSAGEAPPARAT



DJUPVERKANDE MASSAGE

Casada CelluMax är en effektiv handhållen massageapparat som masserar dina muskler på djupet och stimulerar blodcirkulationen.

Två olika, lätt utbytbara massagehuvuden, aktiverar nervsystemet och blodcirkulationen.

CelluMax är mycket enkel att använda. Tack vare den steglösa kontrollen kan hastigheten på CelluMax justeras efter önskemål.

Den integrerade uppvärmningsfunktionen intensifierar massageeffekten. CelluMax kan användas tillsammans med till exempel cellulitcreme för att nå ännu bättre resultat.

MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



TEKNISKA DATA

Benämning:	CelluMax
Mått:	19 x 10,5 x 17,5 cm
Vikt:	1,5 kg
Spänning:	AC 200 – 240 V ~ 50
Strömförbrukning:	120 Watt
Timer:	15 minuter

Certifikat:



MASSAGETEKNIKER



VIBRATION

Vibrationsmassagen över kroppen tränger djupt in i musklerna och stimulerar cirkulationen och vävnaden.



2 olika massagehuvuden

Slätt huvud

Masserar varsamt och passar för känsliga områden som till exempel i ansiktet.

OBS! Använd huvudskydd så att inte håret trasslar in sig i det roterande massagehuvudet.

Knottrigt huvud

Formen på det här massagehuvudet ger en djupverkande och behaglig massage. Nerv- och blodcirkulationssystemet stimuleras och aktiveras. Särskilt anpassat att användas med till exempel cellulitcrème.

Generalagent:
Santé Sweden AB
Box 9044, Johansdalsvägen 2 D
700 09 Örebro
Telefon: 020-27 27 20

