



ISPO  
Award  
2020



Winner

MEDI  
GUN<sup>PRO</sup>

# MEDI GUN<sup>PRO</sup>



## DIN ALTERNATIVA SHOCK WAVE TERAPI

MediGun är den perfekta fitnessmassagern för att stödja muskelregenerering av idrottsmän, terapeuter och personer som lider av fysiska problem orsakade av muskelspasmer. Med mediGuns högfrekventa tryckimpulser kan triggerpunkter masseras och trötta muskler kan också regenereras och fräschas upp.

- ✓ LOSSAR BINDVÄV OCH MUSKLER (MUSKELREGENERERING)
- ✓ FRÄMJAR BLODCIRKULATIONEN OCH ÖKAR RÖRLIGHETEN
- ✓ APPLICERING AV CELLULITER OCH ÄRRVÄVNAD
- ✓ DEEP TISSUE AND FASCIA MASSAGE
- ✓ KAN LINDRA SPÄNNINGAR, HÄRDNING OCH KNUTAR
- ✓ KAN HJÄLPA VID MUSKELKRAMPER
- ✓ MINSKAR ÅTERHÄMTNINGSTIDEN FÖR ANSTRÄNGD MUSKULATUR

### TEKNISK DATA

Mätningar:	17cm x 21,8cm x 6,3cm
Vikt:	1,1 kg
Amplitud   Nav:	5 mm   10 mm
Frekvens:	Level 1 – 30Hz 1800 tryckimpulser/min Level 2 – 36 Hz 2200 tryckimpulser/min Level 3 – 43 Hz 2600 tryckimpulser/min Level 4 – 50 Hz 3000 tryckimpulser/min Level 5 – 56 Hz 3400 tryckimpulser/min

Automatiskt Program:	Vår 5:e sekund från snabb till långsam (400 tryckimpulser/min intervaller)
Adapter:	Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Output: DC 26V, 1A
Apparat:	6x Built-in Lithium Battery, 2600mAh Input: DC 26V, 1A
Watt:	36 W



body sense



CASADA INTERNATIONAL GMBH  
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn | Germany  
[www.casada.com](http://www.casada.com)

CASADA<sup>®</sup>  
SPORTS