

SMART V MASSAGEFÄTÖLJ


healthcare



relaxmyway

 TM
C A S A D A

SMART V MASSAGEFÅTÖLJ



TEKNISKA DATA

FÅTÖLJ Mått

Smart V
Uppfått 71 x 115 x 98 cm
Nedfålld 71 x 102 x 122,5 cm

Spänning
Strömförbrukning
Timer
Certifikat

50 W
20 minuter



FÖTPALL

44,5 x 51,5 x 43,5 cm
110-230 V ~ 56/60 Hz
25 W

Separat fötpall med luftkuddemassage
och behaglig zonterapi för fötterna.

SMART V SPECIALFUNKTIONER



SHIATSU

SHIATSU

(fingertryck) är ett slags kroppsterapi med ursprung i Japan. Massagetekniken består av mjuka, rytmiska och långa sträckningar och cirkelrörelser. Målet med Shiatsu är att stimulera enskilda kroppsdelar och mobilisera musklerna.



KNÅDNING

Hud och muskler knådas mellan "tummen" och "pekfinger" eller med båda "händer". Massagetekniken används särskilt för att lätta på spänningar.



TAPPING - RYTMISK HANDKANTSMASSAGE

Korta, knackande, trummande rörelser ökar hudens blodcirkulation och mjukar upp stela muskler. I höjd med lungor och brösttrygg kan det ha en slemlösande effekt..



KNÅDNING OCH TAPPING (DUAL ACTION)

Kombinerar båda massageteknikerna samtidigt.



RULLMASSAGE

Behaglig rullmassage ger avslappning och uppmjukning. Passar utmärkt som avslutande massage och återhämtning.



VÄRMEFUNKTION

En värmeslinga i ryggdynan ger djupverkande effekt mot muskelspänningar och ger snabbare avslappning.



RULLMASSAGE FÖR FOTSULOR

Den separata fotpallen har en behaglig rullmassage för fotsulorna som kan varieras i olika hastigheter.



ZONTERAPI

Stimulerar fotsulorna och nervbanorna i fötterna som har en positiv effekt på alla kroppens organ.



LUFTINTENSITET

Luftkuddemassagens styrka och intensitet kan regleras.



AUTO-PROGRAM

Specialutvecklade automatiska program med ett brett omfång av massagetekniker för hela kroppen. Värmefunktionen kan även ställas in efter behag.



NEDSÄNKNING / UPPHÖJNING

Ryggstödet kan justeras efter önskemål uppåt eller nedåt.

MÅTT & DIMENSIONER



